



Artikelnummer	313964
Prijs excl. BTW	€ 122,56
Prijs incl. BTW	€ 148,30
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Mobiele monitor voor controle van het hartritme (ECG) en bloeddrukmeting - Helpt beroertes voorkomen

Mobiele ECG

Herkent en registreert boezemfibrilleren, een belangrijke oorzaak van beroertes. Voor opname van het hartritme in 30 seconden - altijd en overal directe, gemakkelijk te begrijpen resultaatweergave + detailweergave (elektrocardiogram) voor de arts.

Volautomatische bloeddrukmeter

Voor een comfortabele en nauwkeurige meting aan de bovenarm. Comfortabele, universele manchet met ergonomische pasvorm

- Eenvoudig meetwaarden analyseren met behulp van verkeerslichtsysteem
- Gegevens compatibel met alle Veroval[®]-apparaten, zoals de intelligente personenweegschaal en de activiteitsarmband.
- Bluetooth USB-adapter inbegrepen
- Eenvoudig opslaan van de gegevens met de Veroval[®]medi.connect software

[Klik hier](#) voor de eenvoudige stap voor stap handleiding

Afbeeldingen

