

WELCH ALLYN Bloeddrukmeter 767 op rolstatief met Flexiport- velcromanchet

08/10/2025 07:14:00



Artikelnummer	123146
Prijs excl. BTW	€ 410,72
Prijs incl. BTW	€ 496,97
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Welch Allyn 767 bloeddrukmeter met statief Deze bloeddrukmeter is een zeer geschikte praktijkbloeddrukmeter.

De grote wijzerplaat maakt deze bloeddrukmeter duidelijk afleesbaar.

De wijzerplaat verdeling is door middel van lasergravering nog duidelijker af te lezen. Deze Welch Allyn 767 wordt standaard geleverd met een FlexiPort manchet in de maat 11. Dit komt overeen met armomtrekken die liggen tussen de 25 en 34 cm. Optioneel heeft u de keuze om grotere of kleinere manchetten mee te bestellen. Bovendien is deze bloeddrukmeter voorzien van een compartiment waar u de manchet(ten) in kunt opbergen en een statief zodat de bloeddrukmeter gemakkelijk te verplaatsen is.

Belangrijkste eigenschappen Welch Allyn 767 bloeddrukmeter met statief:

- De lasergegraveerde wijzerplaat biedt onovertroffen nauwkeurigheid.
- Gecertificeerd nauwkeurig tot ± 3 mmHg.
- De verzonken wijzerplaat en rode wijzer met hoog contrast zorgen voor een betere zichtbaarheid en verminderen parallaxfouten.
- Bewegende delen met robijnen dragen bij aan een langere levensduur.
- Inclusief Flexiport manchet nr.11. (FlexiPort bloeddrukmanchetten zijn antimicrobieel behandeld om schimmelvorming en groei van bacteriën te voorkomen).
- Latexvrij en kwikvrij
- Voorzien van 5-poot statief
- Levenslange kalibratie garantie