

# WELCH ALLYN Durashock DS55 bloeddrukmeter - Rood - Incl. 3 manchetten

08/10/2025 07:14:18



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 122222PROMO                  |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 155,00                     |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 187,55                     |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 2 op<br>voorraad |

## Omschrijving

De Welch Allyn DuraShock DS55 is een betrouwbare, professionele handmatige bloeddrukmeter. Ideaal voor medische professionals én thuisgebruikers die nauwkeurigheid en duurzaamheid belangrijk vinden.

### Belangrijkste kenmerken

- Schokbestendig tot 76 cm hoogte dankzij de innovatieve DuraShock™ technologie
- Zonder tandwielen – minder slijtage en langere levensduur
- 10 jaar kalibratiegarantie – langdurige precisie gegarandeerd
- Duidelijk en contrastrijk display, met lasergegraveerde wijzerplaat
- FlexiPort manchet maat 11 (volwassenen: 25–34 cm) inbegrepen

- Links- en rechtshandig te gebruiken dankzij het handige schroefventiel

#### Promopakket:

- 1x WA DuraShock DS55 bloeddrukmeter
- 3 manchetten

De Welch Allyn DuraShock DS55 onderscheidt zich van traditionele modellen door zijn onderhoudsarme en duurzame ontwerp. Dankzij de DuraShock technologie is de meter beter bestand tegen vallen of stoten, wat zorgt voor een langere levensduur en betrouwbare metingen.