

WELCH ALLYN Durashock DS65 Bloeddrukmeter met Flexiport-manchet - Silverline

08/10/2025 07:13:41



Artikelnummer	122230
Prijs excl. BTW	€ 94,88
Prijs incl. BTW	€ 114,80
Voorraad	Nog slechts 6 op voorraad

Omschrijving

Bloeddrukmeter Welch Allyn - Durashock DS65 - Aneroïde, manuele bloeddrukmeter Durashock DS65 model is een duurder versie van de Durashock DS55. Het verschil zit hem in de automatische ventiel nl. centrale drukknop en is dus zowel bruikbaar voor links als rechtshandigen. De bloeddrukmeter DuraShock DS65 maakt deel uit van de lijn van manuele, aneroïde bloeddrukmeters van Welch Allyn met de technologie van DuraShock™. Deze bloeddrukmeters zijn schokbestendig en zonder tandwiel. Deze technologie biedt grote voordelen ten opzichte van traditionele bloeddrukmeters. Deze bloeddrukmeters beantwoorden aan de AAMI (American Association of Medical Instrumentation) normen, zijn stoot/slagvast en bieden een weerstand tegen een val van 76 cm zonder de kalibratie te verstoren. Bovendien bieden de bloeddrukmeters langer nauwkeurigere metingen en beschikken ze over een kalibratiegarantie van 5 jaar.

De bloeddrukmeter heeft een lasergegraveerde wijzerplaat voor een betere nauwkeurigheid.

Het model DuraShock DS65 van Welch Allyn beschikt over een trekker drukventiel en een tube. De Silver Serie DuraShock bloeddrukmeters van Welch Allyn hebben een groter handpomp dan de bloeddrukmeters uit de Bronzen Serie van DuraShock (DS54-DS56).

- De bloeddrukmeter beschikt over een etiket waarop de naam van het centrum, van de dienst of van de arts kan opgeschreven worden om de identificatie te vergemakkelijken.
- De bloeddrukmeter wordt met een velcro manchet Flexiport voor volwassenen geleverd.
- De bloeddrukmeter wordt met opbergetui geleverd om het apparaat te beschermen.

Technische specificaties van de bloeddrukmeter Durashock DS65 van Welch Allyn:

- Schokbestendig (76 cm)
- Nauwkeurig en betrouwbaar
- 10 jaar garantie op calibratie
- Innovatief design