

# WELCH ALLYN ProBP 2000

## Digitale bloeddrukmeter met Flexiport-manchet

08/10/2025 13:14:06



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 122420                    |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 225,00                  |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 272,25                  |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 6 op voorraad |

### Omschrijving

Bij de zoektocht naar een digitale bloeddrukmeter voor klinische omgevingen zijn nauwkeurigheid en betrouwbaarheid waarschijnlijk uw belangrijkste aandachtspunten. Welch Allyn heeft de nieuwe digitale ProBP 2000-bloeddrukmeter ontworpen met technologische functies voor resultaten waarop u kunt vertrouwen.

### Welch Allyn SureBP<sup>®</sup> technologie:

Ons SureBP<sup>®</sup>-oppompalgoritme wordt gebruikt in verschillende apparaten voor vitale functies van Welch Allyn. Het helpt artsen in alle zorginstellingen met het vastleggen van geautomatiseerde, snelle en nauwkeurige bloeddrukmetingen.

- Bloeddrukmetingen worden comfortabeler bij het oppompen en duren ongeveer 20 seconden
- Voldoet aan de AAMI-normen voor nauwkeurigheid van de bloeddruk
- Met één druk op de knop wordt de bloeddruk gemeten vanaf het moment dat de manchet wordt opgepompt
- 97% voltooiingspercentage tijdens beweging

## Welch Allyn FlexiPort<sup>®</sup> bloeddrukmanchettechnologie:

Het gebruik van de juiste manchetmaat is een belangrijke factor bij het verkrijgen van nauwkeurige metingen. Welch Allyn FlexiPort-manchetten zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten: voor iedere patiënt is er wel een. Op deze manier kunt u altijd de juiste manchetmaat kiezen voor nauwkeurige metingen. De standaard volwassen manchet (nr. 11) is inbegrepen.

- De unieke vastklikkende eenpuntsaansluiting voorkomt het gedoe met de gewone manchetslangen en -aansluitingen. Zo kunt u meer tijd besparen als u het druk hebt.
- De ProBP 2000 is compatibel met FlexiPort herbruikbare manchetten, variërend van kind tot grote volwassene, en kan ook worden gebruikt op de dijen (15-55 cm).

## Afbeeldingen

---

