



WELCH ALLYN ProBP 3400

Digitale bloeddrukmeter met SureBP-technologie - Wandbevestiging

08/10/2025 11:18:59



Artikelnummer	122412
Prijs excl. BTW	€ 894,05
Prijs incl. BTW	€ 1.081,80
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Muurmodel van de Welch Allyn Pro BP3400 SureBP digitale bloeddrukmeter.

**BP3400 SureBP meet de systolische en diastolische druk,
de pulswaarde en gemiddelde arteriële bloeddruk.**

- SureBP technologie : snelle en exacte metingen van ziekenhuis niveau
- meet snel – binnen de 15 seconden
- Stoot-en schokvaste elektronische meter
- compacte afmetingen : L15 x B8 x H5,6 xm – makkelijk om mee te nemen
- werkt met herlaadbare lithium batterij
- calibratie mogelijk door bijgeleverde PC-software
- intern geheugen voor 50 metingen

- compatible met alle maten van Flexiport manchetten

ENKEL VERKRIJGBAAR OP BESTELLING - LEVERTERMIJN +/- 12 weken