



CURAS Voorgevulde spuit met steriel water + 10% glycerine - 10ml - per stuk

07/10/2025 19:23:38



Artikelnummer	000346
Prijs excl. BTW	€ 0,82
Prijs incl. BTW	€ 0,99
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

De Curas Aquadest spuit met 10% glycerine is een steriele, voorgevulde spuit die specifiek ontworpen is voor het vullen van de ballon van een verblijfskatheter. Dankzij de samenstelling van 90% steriel water en 10% glycerine wordt het risico op langzaam leeglopende katheterballonnen sterk verminderd. De toegevoegde glycerine zorgt ervoor dat de vloeistof stabiel blijft en niet snel verdampt, wat bijdraagt aan een langdurige en veilige fixatie van de katheter.

De spuit heeft een handige Luer tip, waardoor deze eenvoudig en veilig op de katheter aangesloten kan worden. De verpakking is steriel en direct klaar voor gebruik, wat tijd bespaart en het risico op contaminatie verkleint.

Let op: deze oplossing is niet geschikt voor intramusculaire of intraveneuze injecties, en mag uitsluitend gebruikt worden voor het opblazen van katheterballonnen.

Productspecificaties:

- Voorgevulde spuit van 10ml
- Oplossing: 90% steriel water / 10% glycerine
- Steriel verpakt
- Luer tip aansluiting
- Uitsluitend voor kathetergebruik