



Artikelnummer	1805341
Prijs excl. BTW	€ 20,70
Prijs incl. BTW	€ 25,05
Voorraad	Nog slechts 6 op voorraad

Omschrijving

TENA Slip Super is bestemd voor zwaar urineverlies. TENA Slip Super met de hersluitbare tapes kan het product eenvoudig worden bevestigd en blijft het goed op zijn plek.

TENA Slip Super met ConfioAir laat de huid ademen.

Nieuwe ademende zijanten en buitenkant houden de huid droog voor meer comfort en een gezonde huid.

TENA Slip Super met brede klittenbandstrips zorgen voor een comfortabele pasvorm.

Het incontinentieproduct is eenvoudig te bevestigen en meerdere malen aanpasbaar voor een perfecte pasvorm, bescherming en comfort.

TENA Slip Super met een snelle, superabsorberende kern biedt bescherming tegen lekkage.

FeelDry technologie absorbeert tot grote hoeveelheden urine in de kern. De urine blijft zelfs onder druk opgenomen in de kern en weg bij de huid, voor meer comfort.

TENA Slip Super met zacht materiaal dat aanvoelt als katoen voor optimaal comfort.

Materiaal dat aanvoelt als katoen. Is zacht en aangenaam op de huid.

De Odour Neutralizer vermindert het ontstaan van geurtjes.

De Odour Neutralizer vermindert het ontstaan van geurtjes en zorgt zo voor een fris gevoel en meer zelfvertrouwen.

TENA Slip Super met een vochtindicator die aangeeft wanneer het product moet worden vervangen.

U hoeft het product niet te openen om vast te stellen of vervanging noodzakelijk is. De vochtindicator aan de buitenkant van het product wordt blauw in plaats van geel wanneer het tijd is om te vervangen. Eén blik op de vochtindicator is dus voldoende.

TENA Slip Super met ronde beenelastieken voor perfecte pasvorm en een goede bescherming.

De elastische tailleband en het ronde beenelastiek zorgen voor een perfecte pasvorm en een goede bescherming.

TENA Slip Super met een Easy Select kleurcodering geeft de absorptiecapaciteit aan.

De absorptiecapaciteit van het incontinentieverband wordt aangegeven door een kleurcodering en de maat is duidelijk op het product en de verpakking gedrukt om de herkenbaarheid te vergroten.

Beschikbaar in verschillende afmetingen

Maat	Heupmaat	Verpakking
S	56 - 85 cm	3 x 30 stuks
M	73 - 122 cm	3 x 28 stuks
L	92 - 144 cm	3 x 28 stuks
XL	120 - 160 cm	3 x 28 stuks

[Meer info: TENA Slip](#)