



Artikelnummer	4796
Prijs excl. BTW	€ 3,87
Prijs incl. BTW	€ 4,68
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Compat Ella Dual Spike Set

De Compat Ella Dual spike set - toedieningssysteem met ENFit® aansluiting zijn toedieningssets voor enteraal gebruik. Te gebruiken in combinatie met Compat ella® voedingspomp om sondevoeding, vloeistoffen (water) en medicatie toe te dienen aan patiënten met een voedingssonde. Compat Ella® Dual Spike Set Voor gelijktijdige toediening van voeding en/of hydratatie via twee afzonderlijk containers met ENFit® aansluiting voor sondevoeding containers met ENPlus® poort. Gebruiken in combinatie met Compat ella® voedingspomp.

Compatibel:

- Voedingscontainers: SmartFlex®, Flexibaggle® en andere kant-en-klare containers met ENPlus poort
- Enterale voeding sondes: ENFit®

- Medicatiepoort: ENFit®