



Artikelnummer	115134
Prijs excl. BTW	€ 194,29
Prijs incl. BTW	€ 235,09
Voorraad	Nog slechts 6 op voorraad

Omschrijving

CryoAlfa SUPER in draagkoffertje inclusief 1 patroon van 16 gram. Het CryoAlfa Super instrument voor cryotherapie heeft een unieke methode liquid freezing. De vloeibare stikstof wordt op de te behandelen huid gesprayd.

Constance bevriezing van -89°C

De Zwitserse precisie staat garant voor de goede werking van deze toestellen! Alle Cryoalfa-toestellen werken met N2O gas en zorgen voor een constante bevriezing van -89°C. U hoeft enkel op de hendel te drukken en het N2O gas wordt direct en met grote precisie op de huid gespoten.

LIQUID freezing

Liquid freezing maakt dit model geschikt eenvoudige cryotherapie van voetwratten, handwratten en andere veranderingen van de huid. Uniek design met ingebouwde

terugslagklep in de gaspatronen, geeft de maximale gebruik van de cartridge. Het toestel werkt met een constante druk van 50 bar totdat het gaspatroon leeg is. Het instrument heeft een ingebouwde ventiel en gasfilter voor maximale veiligheid.

Snelle, goedkope en doeltreffende cryotherapie

De CryoAlfa Super zorgt voor een zéér korte bevrozing per keer, dit zorgt voor lage kosten van de behandeling en uiteraard tevreden patiënten. CryoAlfa Super kan als zoals een pen worden vastgehouden om het gebruik te vergemakkelijken, wat zorgt voor een nauwkeurige bevrozing.

Patroon kan op ieder ogenblik verwijderd worden

Het patroon is voorzien van een ventiel en kan op ieder ogenblik verwijderd worden - zelfs onder druk. Een behandeling duurt tussen de 5 en de 10 seconden. Milieuvriendelijk gas.

Voordelen van het gebruik van het Cryoalfa:

- Betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken
- Veiliger en goedkoper
- Hoge precisie
- Constante temperatuur van -89°C
- Afneembare cartridge (zelfs onder druk) met geïntegreerd ventiel
- Zonder verdoving
- In de hand genesteld als een pen
- Goede cosmetische effecten
- Laat bijna geen littekens na
- Minimaal pijngevoel en dus ideaal voor gebruik bij kinderen