



Artikelnummer	000558
Prijs excl. BTW	€ 3.811,02
Prijs incl. BTW	€ 4.611,33
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

De CSM 7400 Vital Signs Monitor van Welch Allyn verbetert de klinische efficiëntie en de tegemoetkoming aan de behoeften van de patiënt door een hele set aan vitale functies te registreren in minder dan één minuut.

Eigenschappen 7400 Vital Signs Monitor

- Snel en veilig toegang tot een apparaat met eenmalige aanmelding (inclusief Imprivata-integratie)
- Meet de bloeddruk in slechts 15 seconden met SureBP-technologie
- Zorgt voor een nauwkeurige detectie van hypertensie met BP-gemiddelden
- Leg pulsoximetrie vast
- Controleert steekproefsgewijs de ademhalingsfrequentie met de RRp-technologie van Masimo
- Maakt verbinding met uw EMR via WiFi, Ethernet, Bluetooth of Bluetooth Low Energy

- Lengte, gewicht en BMI invoeren met Scale-Tronix, Detecto, Health o meter of SECA weegschalen
- Helpt tekenen van achteruitgang van de patiënt te identificeren met geautomatiseerde Early Warning Scores
- Pas uw workflow aan om patiëntobservaties en vitale modifiers te documenteren
- Voldoe aan uw workflowbehoeften met mobiele standaards, muurbevestigingen en geïntegreerde onderzoekssystemen
- Patiëntgegevens beveiligen met gegevensversleuteling en aanvullende beveiligingsfuncties zoals gespecificeerd door het Amerikaanse Ministerie van Defensie (DoD)