



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 150142        |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 3.097,08    |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 3.747,47    |
| <b>Voorraad</b>        | op bestelling |

## Omschrijving

DENEO® is een concentraat van vernieuwingen voor een betere toegankelijkheid voor de verzorging van de patiënt en voor een groter comfort voor zowel de patiënt als de arts.

Het ontwerp van DENEO® is het resultaat van langdurig en uitgebreid onderzoek en vele praktijktests met laboratoriumprofessionals.

Dit onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de aanvraag van octrooi en het deponeren van de modellen.

**Comfort van de DENEO® bloedafnamestoel**

- 360° wenteling (op bepaalde modellen)

- Beperkte afmetingen, optimaal gebruik van de ruimte
- Bekleding BodyShape : natuurlijke stand

## Hygiëne van de DENEEO® bloedafnamestoel

- Stoffering met bacteriewerende bescherming (afhankelijk van de kleurkeuze, zie kleurenoverzicht)
- Gemakkelijk te reinigen
- Naadloze bekleding
- Afneembare handgrepen

## Veiligheid van de DENEEO® bloedafnamestoel

- Noodpositie gemakkelijk, moeiteloos en snel
- Armsteun aan rugleuning bevestigd en handgrepen geïntegreerd > levensduur
- Ronde voet: stabiliteit van de stoel
- Zitting van M1 vuurvertragende stoffering (afhankelijk van de kleurkeuze, zie kleurenoverzicht)
- Maximum gewicht patiënt: 200 kg

## Toegankelijkheid van de DENEEO® bloedafnamestoel

- Sit 'n' Go concept: ontvangstand op 50 cm van de grond (afhankelijk van het model)
- Aangepaste hoek van de kniesteunen voor gemakkelijkere toegang

## Standaard eigenschappen van de DENEEO® bloedafnamestoel

- Vaste hoogte (zitting 50 cm) en hydraulisch hoogte verstelbaar (zitting verstelbaar van 51 tot 71 cm)
- Structuur en epoxy grijs wolkendek (Ref80010-02R+80015-02R)
- Column epoxy grijze wolk en verchroomde corolla (ref 80000-02R+80005-02F+80005-02R)
- Kolom en chroom cirkelvormige basis (ref 80070-02R+80075-02R)
- 2 polyurethaan handgrepen geïntegreerd bij de zitting
- Zitting uit één stuk, naadloos, M1 bekleding, dikte schuim 30 mm, dichtheid 40 kg/m<sup>3</sup>
- 2 afneembare armsteunen, gebogen scharnier met schuim en naadloze thermogevormde M1 bekleding
- Maximum toegestane patiëntgewicht van 200 kg (statisch getest bij 500 kg)