

Doppler Bi-directioneel - L250AB met vasculaire sonde + printer

08/10/2025 15:24:01



Artikelnummer	112158
Prijs excl. BTW	€ 1.242,59
Prijs incl. BTW	€ 1.503,53
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Doppler Bi-directioneel - L250AB met vasculaire sonde + printer De LifeDop[®] L250 is een kosteneffectieve, draagbare Doppler die gemakkelijk bloedvaten kan lokaliseren en de bloedstroom detecteert.

LifeDop[®] Dopplers zijn duurzaam ontworpen en zorgen voor een langdurige werking.

- Grote hartslagdisplay
- Gevoelige 8 MHz bi-directionele sonde