



Artikelnummer	110505
Prijs excl. BTW	€ 4,17
Prijs incl. BTW	€ 5,05
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De elektroden gel is een niet-irriterend, hypo-allergeen, bacteriostatisch en elektrisch geleidende gel. Deze ECG gel is aanbevolen voor alle elektro-medische procedures, behalve voor defibrillatie.

Deze elektroden gel wordt vooral gebruikt voor ECG, TENS, monitoring en pediatrie.

Deze ECG gel zorgt voor een optimale transmissie tussen de huid en de elektroden. De ECG gel bevat geen zout, wat de overdracht van natrium-ionen voorkomt. Dit zoutvrije en chloride-vrij gel is zeer geschikt voor toepassingen op lange termijn.

Specificaties van de elektrode gel

- Elektrisch geleidende gel
- Niet-irriterend
- Hypoallergeen
- Bacteriostatisch

- Voor elektromedische procedures
- Optimale transmissie tussen de huid en elektroden
- Zoutvrij
- Chloride-vrij