

Freestoestel Hyperios 4 Chrome spray + light (incl. set van 7 freeskoppen)

08/10/2025 07:13:18



Artikelnummer	000457
Prijs excl. BTW	€ 1.891,81
Prijs incl. BTW	€ 2.289,09
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

De Hadewe Hyperios 4 Chrome

Het Hyperios 4 freestoestel is een luxueus model van Hadewe. De motor is bijzonder geschikt voor intensief gebruik (gemiddeld 12-15 klanten per dag). Het kool borstelloze handstuk is onderhoudsvrij. Dankzij de 2 geheugenfuncties, pauzefunctie en reinigingsfunctie werk je sneller en hygiënischer. Zodra het tijd is voor onderhoud geeft het freestoestel dit zelf aan. Tot slot heeft de Hyperios 4 een helder display, een groot uitneembaar vloeistofreservoir en een links- of rechtsdraaiend handstuk.

Eigenschappen van het freestoestel Hyperios 4

- Chrome Handstuk voorzien van LED (3 x) lichtpen.
- Met automatisch reinigingssysteem.
- Handstuk traploos instelbaar tot 40.000 toeren.

Motor

- Hoogte: 13,2 cm
- Breedte: 24,5 cm
- Diepte: 19,2 cm
- Gewicht: 3,5 kg
- Spanning: 240 V
- Frequentie: 50 Hz
- Vermogen: 120 W

Handstuk

- Lengte: 14,1 cm
- Diameter: 18-28 mm
- Gewicht: 130 g

Garantie

2 jaar

Reiniging van het freestoestel Hyperios 4

Reinig de pedicuremotor met alcoholvrije doekjes. LET OP: Gebruik de doekjes niet op het handstuk van de motor. Wanneer er vocht in het handstuk komt kunnen de lagers vastroesten!

Afbeeldingen

