

Artikelnummer	116015
Prijs excl. BTW	€ 37,86
Prijs incl. BTW	€ 45,81
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

Laminaatrol - Leverbaar in verschillende afmetingen

Eigenschappen laminaatrol

De laminaat folie op rol is verkrijgbaar in verschillende lengtes en breedtes. Met deze rol kunt u zakjes in de gewenste afmeting snijden en nadien voorzien van een seal gebruikmakend van een seal apparaat. Deze laminaat op rol is gemaakt van doorzichtige groene folie waardoor de inhoud zichtbaar is. De laminaatrollen zijn gemaakt van hoge kwaliteit medisch papier van 60 g/m^2 , zijn vochtbestendig en vervaardigd met 100% zuivere pulp.

Kwaliteit verzekerd

De drievoudige sealrand en ruimte tussen de sealranden zorgen voor een ideale hechting tijdens het sterilisatieproces en garanderen een perfecte opening zonder scheuren. De laminaatrollen zijn specifiek ontworpen voor stoom, EO en formaldehyde sterilisatie en vormen een efficiënte barrière tegen bacteriën. [Deze kan je gebruiken met de tape, klik hier voor meer info.](#)