

LED onderzoekslamp Midmark/Promotal 7W - met dimmer - lengte arm 1 meter

08/10/2025 01:55:13



Artikelnummer	153520
Prijs excl. BTW	€ 826,52
Prijs incl. BTW	€ 1.000,09
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Deze onderzoekslamp 7W LED met dimmer van Promotal is ontworpen voor gebruik op een medische onderzoekstafel.

De onderzoekslamp 7W LED met dimmer is heel efficiënt en betrouwbaar.

Het maakt uw medisch onderzoek gemakkelijker. De Promotal medische lampen zijn gemakkelijk te gebruiken. De arm met een lengte van 100 cm zorgt voor een grote bewegingsvrijheid. De onderzoekslamp 7W LED met dimmer is beschikbaar voor verschillende onderzoekstafels, gynaecologische stoelen, enz ... De onderzoekslamp 7W LED met dimmer is zeer handig voor artsen. De lamp kan ook op de

muursteun worden bevestigd met een speciale accessoire. Afhankelijk van uw medisch meubilair kan een klem en/of een lamphouder noodzakelijk zijn. De onderzoekslamp 7W LED met dimmer is krachtiger en comfortabeler. De 7W-lamp is zeer geschikt voor gebruik in de gynaecologie- en dermatologiepraktijk. De onderzoekslamp is ook ideaal voor regelmatig gebruik.

Eigenschappen van de onderzoekslamp 7W LED met dimmer

- Watt: 7 W
- Kelvin: 5500 °K
- Duurzame LED 50 000 uur
- Kleurweergave-index (CRI): 95
- Armlengte: 1000 mm
- Op 30 cm: 47 500 lux / ø verlicht: 8 cm
- Op 50 cm: 25 000 lux / ø verlicht: 10 cm
- Bij 100 cm: 7000 lux / ø verlicht: 20 cm
- Gewicht: 2.3 kg
- Garantie: 5 jaar

Afbeeldingen

