

Midmark Quicksteam Autoclaaf - Klasse B - 18 liter - Incl. USB-tracking

08/10/2025 07:13:14



Artikelnummer	116031
Prijs excl. BTW	€ 5.634,54
Prijs incl. BTW	€ 6.817,79
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

De autoclaaf Midmark B18 - 18L is een eenvoudig te gebruiken stoomsterilisator. Deze autoclaaf van Midmark wordt gebruikt voor het steriliseren van holle, poreuze en vaste lichamen, verpakt of onverpakt. Midmark B18 is een klasse B autoclaaf. De sterilisator Midmark B18 beschikt over de testprogramma's Bowie & Dick, Helix en het vacuüm test. De Bowie en Dick-test controleert de penetratie van stoom. De Helix test controleert het vermogen van de autoclaaf voor het steriliseren van holle lichamen.

De autoclaaf B18 heeft voorgeprogrammeerde sterilisatiecycli, waaronder het prion cyclus.

Midmark B18 heeft twee interne watertanks voor schoon water en afvalwater. Het vullen

en afvoeren van het water gebeurt door een automatische pomp. Een demineralizer of omgekeerde osmose kan aan de autoclaaf B18 aangesloten worden. De grafische display van de sterilisator B18 van Midmark geeft de essentiële informatie met betrekking tot de keuze van de cycli en instellingen weer. Het display is programmeerbaar in verschillende talen.

Deze autoclaaf heeft een geïntegreerde traceerbaarheid (USB poort).

De geïntegreerde printer van de autoclaaf drukt automatisch de sterilisatiecycli af. Het automatisch sluiten van de deur zorgt voor meer comfort. Midmark B18 wordt geleverd met 4 plateau's en 1 omkeerbare plateau houder.

Eigenschappen van de autoclaaf Midmark B18 - 18L:

- Eenvoudig te gebruiken stoomsterilisator
- Klasse B autoclaaf
- Testprogramma's Bowie & Dick, Helix en het vacuüm test
- Met voorgeprogrammeerde sterilisatiecycli
- DataLogger in optie beschikbaar
- 2 watertanks
- Met geïntegreerde traceerbaarheid (USB-poort)
- Grafische display
- Geïntegreerde printer
- Voldoet aan de normen volgens richtlijn nr. 93/42/EEG (voor medische toepassingen)

Technische specificaties

- Vermogen: 2400 Watt
- Stroomvoorziening: 220 – 240 V
- Netfrequentie: 50 – 60 Hz
- Inhoud: 18L
- Externe afmetingen: 610 x 505 x 400 mm
- Afmetingen plateau : 185 x 285 x 17 mm

Afbeeldingen

