



Artikelnummer	153325
Prijs excl. BTW	€ 463,02
Prijs incl. BTW	€ 560,25
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Een kleine chirurgische armatuur en geavanceerde verkenning met LED-lichtbron en gelede armen van grote precisie maken de regeling van de armatuur in elke positie mogelijk. De kwaliteit van de materialen die worden gebruikt bij de vervaardiging maakt het vooral geschikt voor intensief gebruik in chirurgie en onderzoeken.

Uitzonderlijke kwaliteit van LED-verlichting van de onderzoekslamp MS LED

De krachtige LED-lichtbron biedt uitzonderlijke licht kwaliteit en een levensduur van meer dan 50.000 uur. De hoge prestaties van de kleur Ra geeft de uitzonderlijke kwaliteit van wit licht voor een uitstekende onderscheiding van stoffen en reproductie van alle zichtbare kleuren, natuurlijk en precies. De onderzoekslamp MS LED heeft een krachtige LED van 45.000 lux op 50 centimeter.

Ergonomisch ontwerp van de onderzoekslamp MS LED

De ronde vorm van het hoofd en het handvat in het lagere deel vergemakkelijken de exacte positionering en het vervullen van de ergonomische vereisten voor elk gebruik. De onderzoekslamp MS LED is ontworpen met schone en zachte vormen die hygiëne en netheid in ziekenhuisomgevingen vergemakkelijken.

Specificaties van de onderzoekslamp MS LED

- Lichtbron: LED 8W
- Lux op 50 centimeter: 45.000 lux
- Levensduur van de lamp: 50.000 uren
- Kleurtemperatuur: 4.500 °K
- Kleurweergave: > 97%
- Armlengte: 90 cm
- Kleur: wit

Afbeeldingen

