



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 153524                    |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 207,66                  |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 251,27                  |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 4 op voorraad |

## Omschrijving

Muurbeugel met dubbele scharnierarm voor onderzoekslampen Promotal De muurbeugel met dubbele scharnierarm is een hulpstuk voor de wandmontage van de [Promotal onderzoekslampen](#).

## Muurbeugel met groot bewegingsbereik

De dubbele scharnierarm zorgt voor een groot bewegingsbereik. Zo kan de onderzoekslamp worden gebruikt over een breedte van 835 mm bij de maximale ontplooide lengte van de arm. Muurbevestiging heeft als voordeel dat u plaats uitspaart op de werkvloer, waardoor u niet gehinderd wordt in uw bewegingsvrijheid. Er is 3 jaar garantie op de muurbeugel.