



Artikelnummer	000450
Prijs excl. BTW	€ 4.106,86
Prijs incl. BTW	€ 4.969,30
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Podochair Gold Rotate voor pedicure/podologie, elektrisch verstelbaar via pedaal

Praktisch comfort

De Podochair Gold Rotate is speciaal ontworpen om zowel u als de klant een hoge mate van praktisch comfort aan te bieden.

Gebruiksgemak

De nieuwste innovatie binnen het Bentlon gamma is de draaibaarheid van 180°. Dit vergemakkelijkt het in- en uitstappen en is ideaal voor kleinere praktijken. Voor het gebruiksgemak van de pedicure is de rug-, hoogte- en zitverstelling van de Podochair

Gold Rotate en elektrisch en onafhankelijk middels een voetbediening. Dat maakt dat de Gold Rotate ook op elke hoogte helemaal 'vlak' kan ingesteld worden. De voetbediening is ook voorzien met een home-functie waardoor met een druk op de knop de klant teruggaat naar de beginpositie om uit te kunnen stappen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de beensteunen weg te klappen, waardoor de klant ook gemakkelijker in of uit de stoel kan stappen. Dit is stevens de functionaliteit wanneer men gebruik wil maken van een voetbad. De armleuningen zijn wegklapbaar opdat uw klant ook langs de zijkant kan in- en uitstappen. Ook aan het zitcomfort is veel aandacht besteed aan de ergonomische vormschuim dat zich aanpast aan de lichaamscontouren. De bekleding is gemakkelijk te reinigen en beschikbaar in maar liefst 37 verschillende kleuren.

Technische gegevens

- Lengte maximaal: 178 - 200 cm
- Breedte maximaal: 77 cm
- Breedte zitting: 53 cm
- Hoogte: 52 - 107 cm
- Gewicht: 74 kg
- Maximale belasting: 200 kg

Afbeeldingen

