



Quest Onderzoekstafel - Elektrisch hoog/laag (hydraulische rug) - Incl. Trendelenburg - Anatomisch ligvlak van 73cm

08/10/2025 13:06:38



Artikelnummer	150129
Prijs excl. BTW	€ 3.595,00
Prijs incl. BTW	€ 4.349,95
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De Quest onderzoekstafel van Promotal is de ultieme oplossing voor vele beroepen. De elektrische tafel is in de hoogte verstelbaar. Dit zorgt voor een optimaal ontvangst en een medisch onderzoek die moeiteloos aan iedere patiënt aangepast kan worden. Een persoon met beperkte mobiliteit, bejaarde persoon, zwangere vrouw, gewonde of gehandicapte persoon ... de Quest onderzoekstafel zorgt voor een ideale opvang voor uw patiënten en verbetert de dagelijkse uitoefening van uw beroep.

De Quest onderzoekstafel voor een volledige oplossing

De Quest onderzoekstafel heeft een variabele hoogte van 54 cm tot 94 cm, heeft zachte elektrische bewegingen en kan een gewicht tot 200 kg dragen. De Quest onderzoekstafel

heeft een comfortabele bekleding en heeft een uitstekende stabiliteit. Elk onderdeel van de Quest onderzoekstafel is ontworpen om artsen het leven gemakkelijker te maken. Deze auscultatietafel kan worden aangepast aan verschillende soorten onderzoeken dankzij de vele beschikbare modellen, opties en accessoires.

Standaardeigenschappen van de Quest onderzoekstafel

- Elektrisch hoogte verstelbaar van 54 tot 94 cm
- Lengte 202 cm
- Metalen frame met grijze epoxy coating
- Rugleuning met gasveer of elektrisch verstelbaar
- Handbediening
- Verstelbare voetjes onder frame
- Papierrolhouder (lengte max. 50 cm - ø 12,5 cm)
- Toegankelijk voor patiëntenlift - vrije ruimte 12 cm
- Mogelijkheid tot aansluiting van 3 bedieningen
- Max. toegestane patiëntgewicht van 200 kg (dynamisch getest bij 250 kg en statisch bij 800 kg)
- Medisch toestel van elektrische klasse 2 / Beschikbaar in klasse 1 met optie 2059-01, niet compatibel met 85114-01

Bijkomende opties voor de Quest onderzoekstafel

- [Block 'n Roll \(rollend onderstel\)](#)
- Bovenstaande optie + elektrische rugleuning: [65 cm](#) of [73 cm](#)
- [1 paar beensteunen + klemmen](#)
- [Voetpedaal](#)