




|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 115004                       |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 103,85                     |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 125,66                     |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 2 op<br>voorraad |

## Omschrijving

Autoclaveerbare elektroden. Lengte: 5 cm. Doorsnede: 2.4 mm

1. Draad recht 0.2
2. Draad 45 graden 0.2
3. Electrode lus doorsnede 4
4. Electrode lus doorsnede 8
5. Electrode haak 5 graden
6. Electrode draad 1mm 45 graden
7. Electrode lus recht
8. Electrode lus met hoek
9. Electrode ballpoint doorsnede 3 mm 45 graden
10. Electrode ball point doorsnede 3 mm recht.