

Sonde foetaal (2 of 3 Mhz) voor doppler type L150/L250

08/10/2025 11:32:22



Artikelnummer	112151
Prijs excl. BTW	€ 248,39
Prijs incl. BTW	€ 300,55
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Sonde foetaal (2 of 3 Mhz) voor doppler type L150/L250

De draagbare, visuele (L250) of niet-visuele (L150) doppler bieden een superieure geluidskwaliteit.

Sonde 2Mhz of 3Mhz is ideaal voor foetaal gebruik.