

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 150044CRAN                |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 504,95                  |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 610,99                  |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 1 op voorraad |

## Omschrijving

De tabouret van Midmark biedt een optimaal comfort, ondersteuning en stabiliteit. De tabouret past bij de Ritter tafel en is verstelbaar door een gasveer met hendel.

Het stervormige basisontwerp zorgt voor een betere toegang tot de patiënt en een stabiele, gemakkelijke beweegbaarheid.

### Stabiliteit

- Met een vijf-potige basis in chrome.

### Comfort

- De brede, ruim opgevulde stoel is gemaakt van dicht schuim. Een naadloze stoffennaad zorgt ervoor dat de randen niet in uw benen drukt.

### Eenvoud

- Pneumatische zithoogteverstelling
- Zithoogteverstelling 45cm – 62cm