



Artikelnummer	116008
Prijs excl. BTW	€ 1.195,00
Prijs incl. BTW	€ 1.445,95
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Titanox droogsterilisator met een inhoud van 20 liter.

Eigenschappen Titanox Droogsterilisator

- Buitenmaten: B56xD35xH34 cm
- Binnenmaten: B40xD22xH22 cm
- Timer : 0-120 min
- Thermostaat : 50-200°
- Volledig in inox