



Artikelnummer	122503
Prijs excl. BTW	€ 125,44
Prijs incl. BTW	€ 151,78
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

De Mortara ELI-230 draagtas (8485-028-50) is gemaakt van de beste kwaliteit uit hoogwaardige materialen.

Bescherm uw ELI-230 ECG-toestel

Deze draagtas in het kleur zwart is speciaal ontworpen voor gebruik met de draagbare en compacte ELI 230 ECG. Deze draagtas is een origineel van het merk Welch Allyn. Deze draagtas voor uw ECG-toestel ELI230 bevat een schouderriem, handige opbergmogelijkheden voor al uw benodigde accessoires en beschermt uw ELI-230 ECG-toestel. Ideaal voor huisbezoeken, ontworpen om robuust en betrouwbaar te zijn en om u bij elke stap te ondersteunen, de Mortara ELI-230 draagtas is er wanneer elke seconde telt.

Afbeeldingen

