



Artikelnummer	131101
Prijs excl. BTW	€ 1.034,49
Prijs incl. BTW	€ 1.251,73
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Zuurstofconcentrator - 5 liter - Stil & compact

De zuurstofconcentrator is om gebruikt te worden in de professionele gezondheidszorg. Het is een elektronisch bediend apparaat dat zuurstof scheidt van kamerlucht. Het levert een hoge concentratie zuurstof rechtstreeks aan u via een neuscanule. Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat zuurstofconcentrators therapeutisch gelijkwaardig zijn aan andere soorten systemen voor zuurstoftoediening. Dit apparaat is niet bedoeld voor levensondersteunende of levensverlengende toepassingen, noch biedt het geen mogelijkheden voor patiëntbewaking.

Eigenschappen:

- Complete kunststof behuizing, veilig en betrouwbaar
- Verstreken tijd functie, toont de totale gebruikstijd op het scherm.
- Functie voor geplande uitschakeling.
- Compressor overdrukventiel
- Alarmfunctie voor stroomonderbreking
- Alarmfunctie voor apparaat storing (inclusief druk/cyclusuitval, compressoruitval, lage zuurstofconcentratie).
- Compressor met oververhittingsbeveiliging die zorgt voor meer veiligheid van de compressor en de concentrator

