

ANIOS DTS spray - Supersterke ontvlekker - 750ml

07/10/2025 20:30:28



Artikelnummer	016224
Prijs excl. BTW	€ 10,16
Prijs incl. BTW	€ 12,29
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Anios DTS spray - 750 ml

Anios DTS Spray is een krachtige desinfectiespray die speciaal is ontwikkeld voor het snel en effectief reinigen en desinfecteren van medische apparatuur en oppervlakken. Het product biedt een betrouwbare oplossing voor het handhaven van een hygiënische omgeving in medische instellingen, zoals ziekenhuizen, klinieken en tandartspraktijken.

Belangrijkste Kenmerken

1. Snelle Werking

- De spray heeft een snelle inwerktijd, waardoor oppervlakken en apparatuur snel gedesinfecteerd kunnen worden zonder langdurige onderbrekingen in het gebruik.

2. Breed Spectrum
 - Anios DTS Spray is effectief tegen een breed scala aan micro-organismen, waaronder bacteriën, virussen (inclusief enveloppe-virussen), schimmels en gisten.
3. Gebruiksklaar
 - De spray is direct klaar voor gebruik en hoeft niet verdund te worden. Dit maakt het een handige en efficiënte keuze voor dagelijkse desinfectie.
4. Residuvrij
 - Het product droogt snel op zonder residu achter te laten, wat vooral belangrijk is bij het desinfecteren van oppervlakken die in direct contact komen met patiënten.
5. Compatibiliteit
 - Geschikt voor een breed scala aan materialen, inclusief metalen, kunststoffen en glas, zonder schade of corrosie te veroorzaken.

Voordelen van Anios DTS Spray

1. Betrouwbare Desinfectie
 - De spray biedt betrouwbare bescherming tegen een breed scala aan pathogenen, wat essentieel is voor het waarborgen van een veilige omgeving voor patiënten en zorgverleners.
2. Gebruiksgemak
 - Het gebruiksklare formaat en de handige sprayfles maken het eenvoudig en snel in gebruik, ideaal voor drukke medische omgevingen.
3. Hygiënisch en Veilig
 - Door zijn snelle droogtijd en residuvrije formule kan de spray worden gebruikt op oppervlakken en apparatuur zonder het risico op contaminatie.
4. Veelzijdige Toepassing
 - De spray is geschikt voor verschillende oppervlakken en apparatuur, waardoor het een veelzijdige oplossing is voor verschillende desinfectiebehoeften.

Toepassingen

- Medische Apparatuur
 - Ideaal voor het desinfecteren van niet-invasieve medische apparatuur zoals stethoscopen, bloeddrukmeters en tandartsinstrumenten.
- Werkoppervlakken
 - Geschikt voor gebruik op werkoppervlakken in behandelkamers, operatiekamers en laboratoria.
- Meubilair en Accessoires
 - Kan worden gebruikt om stoelen, bedden, deurklinken en andere veelgebruikte oppervlakken snel te desinfecteren.

- Sanitaire Ruimtes
 - Effectief voor het desinfecteren van oppervlakken in toiletten, wastafels en andere sanitaire voorzieningen.