



SATINO PT3 Handdoekjes - Multifold - 2-laags - 23 x 32cm - 20 x 144 stuks

08/10/2025 02:33:54



Artikelnummer	164007
Prijs excl. BTW	€ 59,95
Prijs incl. BTW	€ 72,54
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Op zoek naar premium handdoekenpapier voor professioneel gebruik? Kies voor het SATINO handdoekjes - C-vouw - 2-laags, een duurzame en efficiënte oplossing voor sanitaire ruimtes met hoge eisen aan hygiëne en comfort.

De Satino Prestige handdoeken zijn vervaardigd uit 100% cellulose en bieden een helder witte kleur die professionaliteit en netheid uitstraalt. Dankzij de 2-laagse structuur en het hoogwaardige HTP-embossing zijn deze papieren handdoeken uitzonderlijk sterk en absorberend. Ideaal voor intensief gebruik in drukbezochte omgevingen zoals horeca, kantoren, zorginstellingen en scholen.

Belangrijkste kenmerken

- Formaat: 23 x 32 cm
- Vouwwijze: C-vouw – gebruiksvriendelijk en hygiënisch
- Materiaal: 100% cellulose – premium kwaliteit
- Lagen: 2-laags voor maximale absorptie en stevigheid
- Kleur: Helder wit
- Embossing: HTP Fläche – voor optimale structuur en comfort
- PT3-compatibel – past in gangbare vouwhanddoekdispensers
- Duurzaam gecertificeerd: EU Ecolabel & FSC®-Mix

Verpakking

- Inhoud doos: 20 pakjes van 144 vellen (2.880 vellen totaal)
- 23 x 32cm - 20 x 144 stuks (PT3)