

# Tork T3 Toiletpapierdispenser

## - Folded - 16 x 27 x 13cm -

## Zwart

08/10/2025 02:34:39



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Artikelnummer   | 164202ZW      |
| Prijs excl. BTW | € 49,38       |
| Prijs incl. BTW | € 59,75       |
| Voorraad        | op bestelling |

### Omschrijving

De Tork Gevouwen Toiletpapier Dispenser uit de Elevation-lijn is ideaal voor locaties met een klein tot middelgroot aantal gebruikers. Hij biedt verbeterde hygiëne met de vel-voor-vel-dosering, waardoor uw gasten alleen het vel aanraken dat zij zelf gebruiken. Tork Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw gasten.

- De dispensers zijn eenvoudig en flexibel aan te vullen en leveren minimale afval
- Het smalle ontwerp bespaart ruimte

Kies een vulling die bij uw dispenser T3 past:

- ref.164201 - [Tork Soft Folded Toilet Paper Premium](#) 30 x 252 stuks
  - Dit gevouwen toiletpapier zorgt voor een hygiënische vel-voor-vel-dosering die het afval en de onderhoudskosten vermindert. Dit zachte, gevouwen

toiletpapier biedt een superieur gevoel en stijl in combinatie met prestaties.

## Productgegevens:

- T3 - Gevouwen toiletpapier systeem
- Materiaal: Plastic
- Afmetingen: 271 x 159 x 128 mm
- Verkrijgbaar in wit of zwart