



Artikelnummer	265417
Prijs excl. BTW	€ 4,76
Prijs incl. BTW	€ 5,76
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Vanish Gel Colour Safe - 750 ml

Productbeschrijving

Vanish Oxi Action Colour Safe Gel maakt korte metten met vlekken waarvan je dacht dat ze niet meer zouden verdwijnen. Vanish Oxi Action Gel verwijdt vlekken uit je kleding en ander textiel. Zelfs hardnekkige en ingedrongen vlekken door vet, olie, mayonaise, make-up en tomatensaus maken geen schijn van kans. Je kunt de gel gebruiken om vlekken voor te behandelen maar ook voor toevoeging aan de witte of gekleurde machinewas. *Vanish Oxi Action Colour Safe Gel – Voor witte en gekleurde was:* -

Vlekverwijderaar zonder bleek - Verbazingwekkend vanaf de eerste was - Zelfs in koud water - Toevoegen aan de witte of gekleurde was - Ook geschikt als voorbehandeling
Gebruiksadvies: - Weken: 100 ml per 4 liter water; gekleurde was maximaal 1 uur laten weken, witte was maximaal 6 uur - Wassen in de machine: Toevoegen samen met uw wasmiddel; 100 ml voor hardnekkige vlekken, 50 ml voor normale vlekken - Volg altijd de wasinstructies op het label van het kledingstuk of de stof. - Test op een verborgen

gedeelte van de stof om de kleurvastheid te controleren. Spoelen en laten drogen. - Voor de beste resultaten moet de procedure mogelijk worden herhaald. - Voorbehandelen met lauw water