



Artikelnummer	075200M
Prijs excl. BTW	€ 54,45
Prijs incl. BTW	€ 65,88
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

CompreDe casual compressiekous met een modieus patroon. Verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren.

Eigenschappen van de compressiekous Casual Pattern

- Comfortabel gedurende de hele dag dankzij een hoog katoengehalte en een aangename boord
- Innovatieve breitechniek vermindert drukplekken op de benen
- Een mengsel van zachte garens zorgt voor een superieur draagcomfort
- Luchtdoorlatend om de therapietrouw te verbeteren

Aantrekkelijk ruitpatroon & unieke breitechniek

Garandeert comfort zonder de dagelijkse stijl van uw patiënten te beïnvloeden. JOBST Casual Pattern compressiekousen hebben een aantrekkelijk ruitpatroon, gecreëerd met

onze unieke breitechniek. Deze techniek laat minder drukplekken op de benen achter dan andere compressieproducten met een motief. De zachte, ademende stof is verkrijgbaar in drie modieuze kleuren en biedt uw patiënten een leuk alternatief voor klassieke compressiekousen. Bovendien blijft het draagcomfort de hele dag gegarandeerd. De kousen vallen dus niet op in het alledaagse leven van de patiënt. Ze zien er namelijk niet uit als een klassieke compressiekous, maar als een modieus onderdeel van de outfit van uw patiënt.

Compressiekous met hoogwaardige natuurlijke vezels

JOBST Casual Pattern compressiekousen passen perfect bij een casual look. Dankzij een mix van zachte, natuurlijke vezels voelen ze aan als een normale kous, ondanks het feit dat ze graduele medische compressie bieden. Om aan de verwachtingen van uw patiënten te voldoen is JOBST Casual Pattern compressiekous ontwikkeld als een uiterst zachte en toch duurzame stof. De hoogwaardige vezelmix met organisch katoen maakt JOBST Casual Pattern comfortabel gedurende de hele dag.

Compressieclasses: 15-20mmHg

Compressiekous tegen vermoeide, zware benen met neiging tot zwelling, en patiënten met lichte spataders. 15-20mmHg: CEAP - classificatie CO - Ccl 1. Maattabel: omtrek in cm. De maten van JOBST Casual Pattern compressiekousen passen zowel voor mannen

Op aanvraag ook beschikbaar in Ccl2-3

(20-30 mmHg) in de 3 verschillende kleuren. [Compressiekousen zonder ruitpatroon, kan u hier terug vinden.](#)