



Artikelnummer	050634
Prijs excl. BTW	€ 5,19
Prijs incl. BTW	€ 6,28
Voorraad	Nog slechts 7 op voorraad

Omschrijving

Synthetische Gipswatten.

Toepassingen

- ter bescherming van blootgestelde bot- en zenuwpartijen onder gips- en castverband.
- voor het onderpolsteren van spalken en spalkverband, zinklijm- en pleisterverband en compressieverbanden.
- voor wondbehandeling in combinatie met textiele wondafdekking of zalf tule, als luchtdoorlatend polster.

Eigenschappen

- elastisch-pluizige, fijne vliesstof
- voldoende stevig verband voor circulaire applicatie
- de vezels zijn naar believen scheurbaar onder lichte rek
- luchtdoorlatend
- temperatuurnivellerend
- geen vochtopname

Afbeeldingen

