



Artikelnummer	050143
Prijs excl. BTW	€ 111,48
Prijs incl. BTW	€ 134,89
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Klassiek gipsverband met ultrasnelle zettingstijd.

Hoog kwaliteitsgips geeft aangenaam gevoel en mooie egale afwerking.

- uniek lenogaas dat resulteert in extra sterkte en veel minder gipsverlies.
- ultrasnelle zettingstijd voor snelle en accurate immobilisatie (bv. bij reducties).
- waterbestendige verpakking
- unieke 5-lagen
- spalkenverdeler

Verpakking:

- 12,5 cm = 24 stuks