



|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Artikelnummer   | 050800      |
| Prijs excl. BTW | € 99,60     |
| Prijs incl. BTW | € 120,52    |
| Voorraad        | op voorraad |

## Omschrijving

Fix walker TD zonder scharnier. Dankzij de metalen, laterale en anatomische gevormde versterking wordt alles strikt op zijn plaats gehouden.

## Brede zool voor een maximale stabiliteit

- De vormgeving van de zool ondersteunt de stapbeweging.
- Vervormbare versterkingen voor de ideale pasvorm.
- Lichtgewicht materialen voor meer comfort.
- Aanpasbare, laterale staanders voor de ideale pasvorm.

## Beschikbaar in verschillende afmetingen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <u>Schoenmaat</u> | <u>Maat</u> |
|-------------------|-------------|

|         |         |
|---------|---------|
| < 35    | X-Small |
| 35 - 38 | Small   |
| 39 - 43 | Medium  |
| 44 - 47 | Large   |
| > 47    | X-Large |