



Artikelnummer	074998
Prijs excl. BTW	€ 14,08
Prijs incl. BTW	€ 17,04
Voorraad	Nog slechts 5 op voorraad

Omschrijving

Rosidal[®] soft Schuimverband voor polstering onder lymfologische en flebologische compressiezwachtels.

Het ideale polster — beschermend en zacht

Voor lymfologisch en flebologisch compressieverband is een bijpassende polstering nodig. Schuimstofverband Rosidal soft is daar ideaal geschikt voor. Daarbij wordt de compressiedruk van Rosidal zwachtel gelijkmatig over de extremiteit verdeeld en de compressietherapie wordt gewaarborgd dankzij vermijding van insnoeringen. Omdat de open poriën van het schuimstofverband zacht in elkaar grijpen, wordt verschuiven van het verband tegengegaan.

Scheurvast en huidvriendelijk

Rosidal soft bestaat uit huidvriendelijk en latexvrij polyurethaanschuim en is zeer lucht-

en vochtdoorlatend. De schuimstofzwachtel is scheurvast en verliest ook na herhaaldelijk wassen niet aan elasticiteit.

Eigenschappen:

- elastisch in de breedte- en lengterichting
- gelijkmatige drukverdeling voor het opvangen van kleine wikkelfoutjes (bv. insnoeringen)
- verhoogt het comfort van de patiënt (bv. afpolstering van de tibiarend)
- vermindert verschuiven van het compressieverband
- zeer lucht- en vochtdoorlatend
- scheurvast en rekbaar
- met knipranden
- witte kleur