

# Bedgalg op voet - Epoxy - Hoogte verstelbaar van 200 tot 220cm

07/10/2025 19:31:50



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 150207        |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 143,58      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 173,73      |
| <b>Voorraad</b>        | op bestelling |

## Omschrijving

Met deze bedgalg of papegaai kunt U zich gemakkelijk in bed optrekken en verplaatsen. Dit voorkomt ongemak voor zowel de gebruiker als voor de verzorgende. Maar niet alleen boven een bed, ook tijdens het zitten op bijvoorbeeld een stoel kan een bedpapegaai een hoop ongemak wegnemen.

### De bedpapegaai zorgt dat u zich gemakkelijk kunt optrekken uit een bed of stoel.

De bedgalg is gemaakt van metaal en heeft een U-vormige voet met twee horizontale takken die 70 cm van elkaar staan. De buisdiameter is 4 cm. De bedgalg kan een maximaal gebruikersgewicht van 80 kg dragen en is in de hoogte verstelbaar van 200 tot 220 cm. De papegaai heeft een zeer goede stabiliteit en heeft een in de hoogte verstelbare kunststof handgreep. Dit is handig om gemakkelijker op te staan en een stabiel steunpunt te bieden. De bedgalg vereist geen specifiek onderhoud, behalve een regelmatige controle van de structuur voor de veiligheid van de gebruiker en is

eenvoudig schoon te maken. Gewicht: 7 kg.