

Dubbele handgreep met zuignappen - Wit - Recht - 89cm

07/10/2025 19:33:32



Artikelnummer	150202
Prijs excl. BTW	€ 50,82
Prijs incl. BTW	€ 61,49
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

De handgreep dient om te ondersteunen bij een natuurlijke beweging, bijvoorbeeld als men in en uit de douche stapt. De handgreep is niet ontworpen om het hele lichaamsgewicht te dragen.

De mobiele wandbeugel is in enkele seconden, zonder boren noch schroeven, aan te brengen en te verwijderen.

De twee krachtige zuignappen worden stevig op een gladde, niet poreuze oppervlakte gedrukt. De vacuümhendels worden naar beneden gedrukt en de handgreep zit vast. Als de indicator op groen staat is deze goed bevestigd. Indien de indicator half groen / half rood of geheel rood is, geeft dit aan dat de handgreep niet goed vast zit. De handgreep dient dan opnieuw te worden bevestigd. Deze innovatieve handgreep kan snel overal worden geïnstalleerd zonder te hoeven boren en schroeven. Topkwaliteit product gemaakt van heavy duty ABS, met gepatenteerde "groen / rood" zuigindicator voor betere veiligheid. Gepatenteerde zuignappen (Ø 93 mm). Geschikt voor maximaal 85 kg

en zijwaarts tot 60 kg.