

Gebitspotje met deksel en inlegvak - wit - autoclaveerbaar

07/10/2025 21:21:39



Artikelnummer	200110
Prijs excl. BTW	€ 3,08
Prijs incl. BTW	€ 3,73
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Gebitspotje, ideaal voor het hygiënisch bewaren van kunstgebitten. Het gebitspotje heeft een afneembare deksel en zeef voor het spoelen van de prothese. Het gebitspotje is gemaakt van PP en is autoclaveerbaar tot 130 °C. De hoogte incl. deksel ongeveer 6 cm, Ø incl. deksel ongeveer 9,5 cm.