



Artikelnummer	150201
Prijs excl. BTW	€ 30,93
Prijs incl. BTW	€ 37,43
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

De handgreep dient om te ondersteunen bij een natuurlijke beweging, bijvoorbeeld als men in en uit de douche stapt. De handgreep is niet ontworpen om het hele lichaamsgewicht te dragen. De mobiele wandbeugel is in enkele seconden, zonder boren noch schroeven, aan te brengen en te verwijderen.

De twee krachtige zuignappen worden stevig op een gladde, niet poreuze oppervlakte gedrukt.

De vacuümhendels worden naar beneden gedrukt en de handgreep zit vast. Als de indicator op groen staat, is deze goed bevestigd. Indien de indicator half groen / half rood of geheel rood is, geeft dit aan dat de handgreep niet goed vast zit. De handgreep dient dan opnieuw te worden bevestigd.