



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 140001                    |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 82,16                   |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 99,41                   |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 2 op voorraad |

## Omschrijving

### EIFFEL medische tas, De Boissy

De chique en eenvoudige tas met groot volume, gemakkelijk te organiseren. Chic en eenvoudig tegelijk, de EIFFEL grote tas doet denken aan de traditionele leren dokterstas. Dankzij de zeer grote opening in twee richtingen en de vele vakken/compartimenten kunnen alle medische apparatuur en diagnostische instrumenten die gezondheidswerkers nodig hebben gemakkelijk worden opgeborgen en bereikt. De gevlekte grijze polyester stof is sterk, duurzaam, waterafstotend en wasbaar, met reflecterende tape voor de veiligheid en YKK® ritsen voor de kwaliteit.

### Kenmerken

- Het grote hoofdvak aan de binnenkant heeft 8 vakken, 2 verwijderbare verdelers met

klittenband en 1 gaasvak met rits. Met een zeer grote tweeweg ritsopening biedt het gemakkelijk toegang tot diagnostische instrumenten en verzorgingsmateriaal. - Een buikzak (40x20 cm) opent volledig met 2 netzakken met rits en 2 platte zakken aan de ene kant, en verschillende elastische lussen aan de andere kant om kleine medische benodigdheden op te bergen: pincet, schaar, pennenlamp, thermometer, verband, pennen, enz. - Vier externe vakken met rits, waarvan één voor A4-documenten en één aan de zijkant met een elastische band voor de fles hydroalcoholische gel, die altijd gemakkelijk toegankelijk blijft - Stevige, gewatteerde handgrepen en een verstelbare, gewatteerde schouderriem - Een naamplaatje voor eenvoudige identificatie van de tas - Antislipbodem om wrijving en slijtage te verminderen - Afmetingen B x H x D: 40 x 35 x 24 cm - Gewicht: 1,3 kg - Aanbevolen maximale inhoud: 6 kg / 24 liter - Leeg verkocht

## Afbeeldingen

---

