

Medische tas Rusticana - Groot - 2 zijvakken - Leder - Rood met wit kruis

08/10/2025 07:14:22



Artikelnummer	140330
Prijs excl. BTW	€ 471,03
Prijs incl. BTW	€ 569,95
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

De klassieke elegante dokterstas / verpleegtas in leer met een klassiek-fijn design, slim scharniersysteem en veel opbergruimte.

Verpleegtas / Dokterstas Durasol Rusticana met veel opbergruimte

De verpleegtas dokterstas Rusticana van Dürasol biedt een duidelijk overzicht van uw medisch materiaal door de verschillende vakken aan de binnenkant van de tas. De tas kan naar keuze ingedeeld worden. Want de tas bevat een in net uitneembaar zijvak met 6 verschillende vakken en ook 1 groot zijvak (niet uitneembaar). Tevens is er binnen in de tas een uitneembare bodem aanwezig met flexibele tussenschotten. Aan de buitenkant bevat de tas 2 grote zijvakken. 1 zijvak met ritssluiting en 1 zijvak met velcro.

De tas is gemaakt van hoogwaardig echt leder

De verpleegtas / dokterstas Rusticana van Dürasol is gemaakt van hoogwaardig echt

leder (rund of waterbuffel). De tas heeft aan de buitenkant keurig afgewerkte naden. De dubbel ergonomische gevormde handvaten weerstaan slijtage en zijn gemaakt uit ABS kunststof. De Durasol Rusticana is uitgerust met een dubbel slotsysteem en een soepele scharniertechnologie voor eenvoudige bediening.

Eigenschappen van de Verpleegtas / Dokterstas Durasol Rusticana

- Gemaakt van hoogwaardig echt leder (rund of waterbuffel)
- Uitgewerkte afwerking, vooral langs de naden
- Grote opening met randversteving voor meer stabiliteit bij het openen
- Voorvak met ritssluiting en extra voorvak met velcro
- Soepele scharniertechnologie voor eenvoudige bediening
- Dubbel sluitsysteem van synthetisch ABS-materiaal
- Ergonomisch gevormde dubbele handgrepen
- Afmeting: 43 x 21 x 27 cm
- Gewicht: 2350 gr
- Beschikbare kleuren van deze verpleegtas / dokterstas : zwart, bordeaux, licht bruin, donker bruin & waterbuffel

[Deze Durasol Rusticana tas is ook verkrijgbaar in nylon met 1 of 2 zijvakken.](#)