



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 140520        |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 175,12      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 211,90      |
| <b>Voorraad</b>        | op bestelling |

## Omschrijving

De Stockholm dokterstas is een sterk aanpasbaar tas die is ontworpen voor een huisarts op huisbezoek of voor verpleegkundigen. De tas biedt veel functionele eigenschappen die u zullen helpen bij het organiseren van uw medische en administratieve apparatuur in een compact en duurzaam pakket.

- Voorvak voor documenten & klembord.
- Organizer pocket in het interieur.
- Verborgene rugzak riemen.
- Trolley band (zie ref.140522, in combinatie te gebruiken)
- In de grote buitenste flap kan een laptop opgeborgen worden.
- 2 zakken voor instrumenten.
- Hoofdvak met 4 verwijderbare zakken met transparant venster.

- Ergonomische gewatteerde handgreep.
- Rits voor hangslot.
- Isotherme ampul houder met 38 elastische banden van verschillende grootte.
- Grote platte zak voor documenten.

## Technische specificaties

- Afmeting: 40 x 30 x 17 cm
- Capaciteit: 20,40 L
- Gewicht: 2,60 kg.
- Materiaal: Polyester.
- Afwasbaar.
- Kleur: Zwart
- Maximale aanbevolen inhoud gewicht: 5 kg.

## Afbeeldingen

---

