

Plastic drinkbeker - Autoclaveerbaar - Opening van 12mm

07/10/2025 19:23:33



Artikelnummer	200005
Prijs excl. BTW	€ 2,12
Prijs incl. BTW	€ 2,57
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Transparante drinkbeker met instelbare drinktuit van 12 mm opening. Deze maakt hem geschikt voor dikkere vloeistoffen zoals pap en soep. U slikt gemakkelijker als u uw hoofd niet naar achteren hoeft te buigen. Ideaal voor mensen met nekproblemen en bedlegerige personen. Voorzien van maataanduidingen.

Afbeeldingen

