



Artikelnummer	190164
Prijs excl. BTW	€ 327,20
Prijs incl. BTW	€ 395,91
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Repose is eenvoudig en duurzaam

Repose bestaat uit met lucht gevulde en onderling verbonden membranen uit polyurethaanfilm. Het 50 µm dunne polyurethaan is uiterst elastisch: het kan tot zes maal worden uitgerokken zonder te scheuren of zijn elasticiteit te verliezen. De combinatie van lucht en polyurethaanfilm garandeert de best mogelijke drukherverdeling door inbeddding (immersion) en omvatting (envelopment). Repose is het perfecte product om het contactoppervlak tussen het lichaam en de onderlaag zo veel mogelijk te vergroten. Het materiaal is ademend, en temperatuurneutraal. Dit creëert een optimaal microklimaat. De unieke Repose pomp zorgt ervoor dat elk hulpmiddel met de juiste druk wordt opgeblazen. De gepatenteerde 'Smart Valve' technologie garandeert een interne druk van 12 mmHg in de Repose. Dit is de optimale waarde voor drukherverdeling en klinische doeltreffendheid door inzinking en omvatting. De pomp dient bovendien als verpakking voor Repose.

Repose zitkussen 45 x 45 cm

De zitsystemen van Repose bieden effectieve drukherverdeling voor alle patiënten die risico lopen op decubitus of met bestaande drukgerelateerde weefselschade. Dankzij de combinatie van het zeer elastische PU-materiaal en lucht wordt door inbedding (immersion) en omvatting (envelopment) een ideale drukverdeling verkregen. De Repose zitsystemen zijn geschikt voor een breed scala aan stoelen, rolstoelen en verstelbare relaxzetels.

Repose oplegmatras 190 x 77 cm

Bewezen efficiëntie voor een brede inzet in preventie en behandeling van decubitus. De Repose oplegmatrassen bieden een optimale drukherverdeling aan elke risicopatiënt. De ervaring leert ons dat patiënten zeer comfortabel op Repose liggen. Zeker bij zeer lichte en pijngevoelige patiënten. De smalle Repose oplegmatras is door haar geringe breedte zeer geschikt voor radiologie-, operatie- of andere behandel tafels.