



Artikelnummer	200000
Prijs excl. BTW	€ 35,25
Prijs incl. BTW	€ 42,65
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De toiletverhogers hebben een anatomische vorm met een lichte inclinatie om het rechtstaan te vergemakkelijken. Er zijn grote uitsparingen langs voor en achter om het reinigen te vergemakkelijken. De kunststof is perfect reinigbaar en voelt warm aan. Er zijn geen naden, zodat geen geurtjes kunnen blijven hangen. De klemmen zijn van antislip en van grote draaiknoppen voorzien. De toiletverhoger past op bijna alle standaard toiletten. Model zonder deksel.

Technische info - Toiletverhoger 10 cm

- Afmetingen : 40 x 41 cm
- Opening : 27 x 21 cm
- Inclusief klemmen
- Maximale belasting : 190 kg

De meest populaire toiletverhoger met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Afbeeldingen

