

Wandelstok plooibaar - Hoogte van 80-90cm - Brons

07/10/2025 19:27:34



Artikelnummer	206007
Prijs excl. BTW	€ 22,54
Prijs incl. BTW	€ 27,27
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Deze plooibare wandelstok is uit brons aluminium gemaakt en heeft een comfortabele houten T-handgreep die aangenaam aanvoelt. De plooibare wandelstok is regelbaar in de hoogte van 83 tot 93 cm.

De plooibare wandelstok heeft een geluiddempende ring voor een discreet gebruik.

De wandelstok kan zowel links als rechts gebruikt worden en heeft een maximale belasting van 100 kg. Lengte ingeklapt : 31 cm, gewicht : 350 gram.

Afbeeldingen

