

# Blauwe detecteerbare elastische vingerpleister - 20 x 180mm - 100 stuks

08/10/2025 00:41:12



|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Artikelnummer   | 040017      |
| Prijs excl. BTW | € 15,66     |
| Prijs incl. BTW | € 18,95     |
| Voorraad        | op voorraad |

## Omschrijving

De blauwe detecteerbare vingerpleisters zijn opvallende blauwe pleisters die voorzien zijn van een metaallaagje die door een metaaldetector opgespoord kunnen worden. Dit garandeert veiligheid en hygiëne in gevoelige omgevingen.

## Voordelen blauwe vingerpleister

- Visueel en magnetisch scanbaar
- De blauwe vingerpleisters zijn gemaakt van PE materiaal waardoor de huid kan blijven ademen. Bovendien zijn ze waterproof en huidvriendelijk. Dit zorgt voor een comfortabele draagervaring.
- Sterke kleefkracht
- Wegens het lange kleefgedeelte en het elastische textiel is de blauwe vingerpleister gemakkelijk rond de vinger te wikkelen zodat deze goed blijft zitten.

- Het wondkussen is niet-verklevend, waardoor het niet aan de wond hecht en de blauwe vingerpleister pijnloos verwijderd kan worden.
- De detecteerbare vingerpleisters voldoen aan de HACCP-normen, wat ze geschikt maakt voor het gebruik in horecakeukens en de voedingsmiddelenindustrie. In geval van losraken is de pleister ook gemakkelijk detecteerbaar dankzij de detectiefolie die in de pleister is verwerkt. Deze eigenschappen maken de blauwe vingerpleisters ideaal voor omgevingen waar voedselveiligheid van groot belang is.

## Indicaties

- Licht tot matig afgevende wonden
- Geschikt in de horecakeuken en voedingsmiddelenindustrie