



Artikelnummer	040625
Prijs excl. BTW	€ 7,79
Prijs incl. BTW	€ 9,43
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Nonwoven witte polyester fixatiepleister voor verbandfixatie met huidvriendelijke polyacrylaatlijm. (zonder colofonium en colofoniumafgeleiden)

Toepassingen

Curafix H is bijzonder geschikt voor lichaamsdelen waar het moeilijk is om een verband aan te leggen zoals gewrichten, de nek of huidplooien.

Eigenschappen

- Wit, non-woven, 100% polyester, elastisch
- huidvriendelijke polyacrylaat kleeflaag
- waterdampdoorlatend